

NÁVOD NA POUŽITIE

Názov veterinárnej zdravotníckej pomôcky : **Mikročip Backhome Bioglass Mini**

Názov výrobcu : Felixcan, Španielsko.
Názov držiteľa : Virbac, 1ére Avenue, 2065m-06516-Carros, Francúzsko.
Cieľový druh zvierat : Všetky druhy zvierat.
Popis vet. prípravku : Sklenený mikročip v jednorazovom aplikátore.
Charakteristika : Mikročip v sterilnom aplikátore.
Spôsob podania : Jednorazové podanie.
Spôsob použitia :

1. Presvedčte sa (napr. čítačkou BackHome), či zviera už nebolo označené mikročipom.
2. Skontrolujte, či sterilné vrečko nie je porušené.
3. Ešte pred otvorením vrečka oskenujte mikročip, ktorý má byť implantovaný. Kód sa musí zhodovať s kódom vytlačeným na samolepkách s čiarovými kódmi, ktoré sú priložené v sterilnom vrečku. Mikročip sa nachádza v implantačnej ihle.
4. Otvorte sterilné vrečko a odstráňte plastový chránič ihly.
Zvoľte vhodné miesto pre implantáciu mikročipu:

Psi, mačky: SC na ľavú stranu krku.

Koňovité: do šijového väziva nad krkom na ľavú stranu, približne 3 cm pod hrivou.

Vtáci: IM naľavo do hrudného svalu.

Plazy: SC do spojenia medzi postranné a brušné šupiny v chvostovej tretine tela.

Jašteričky a leguány: Veľké jašterice: SC na ľavú stranu krku. Malé jašteričky: 1-2 cm naľavo od stredovej línie, vyhnite sa poškodeniu strednej abdominálnej žľazy.

Korytnačky: Malé korytnačky: SC do ohybu retroperitoneálnej dutiny medzi krkom a prednou končatinou. Stredné a veľké korytnačky: SC do ohybu stehna.

Malé cicavce: SC na ľavú stranu krku.

Ryby: na bázu chrbtovej plutvy.

Dobytok: SC do chrupavky ľavého ucha. Ťavy, medvede atď.

5. Vždy dodržujte aseptické podmienky. Mikročip sa implantuje zasunutím ihly po celej jej dĺžke do vytvorenej kožnej riasy. Naplno stlačte aplikátor pre uvoľnenie mikročipu. Aplikátor je vybavený „anti-drop“ systémom, ktorý zabezpečí, že mikročip zostane v ihle, pokiaľ nie je implantovaný.
6. Oskenujte novo implantovaný mikročip.
7. Na koniec ihly nasadzte plastový chránič ihly a použitý aplikátor zlikvidujte podľa predpisov o nakladaní s odpadmi.

Veľkosť balenia : 1 ks.

Spôsob uchovávania : Uchovávať pri teplote 0 – 30 °C. Mimo dohľadu a dosahu detí.

Čas použiteľnosti : Vyznačený na obale.

Označenie : Len pre zvieratá.

EXSP.:

EAN kód:

Č. šarže:

Distribútor: GS Partners, s.r.o., Počernická 96, 108 03 Praha 10 – zastúpenie VIRBAC SA, Francúzsko.