

PÍ SOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA

Názov diagnostika

Schirmer tear test

Výrobca

Eagle Vision, USA

Držiteľ rozhodnutia

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Holandsko.

Zloženie diagnostika

Celulóзовý filtračný papier Whatman 41, obsahujúci modré farbivo.

Popis diagnostika

Štandardizované sterilné prúžky o rozmeroch 5x35 mm. Na každom prúžku je vytlačená stupnica v milimetroch.

Indikačná skupina

Diagnostikum.

Druh zvierat

Pre všetky druhy zvierat

Charakteristika

Test je určený na meranie množstva produkovaných slz.

Indikácia

Používa sa na diagnostiku nedostatočnej produkcie slz ako vyvolávajúceho faktoru ochorenia povrchu očnej gule ako sú: keratoconjunctivitis sicca, keratitis pigmentosa, nebolestivé vredy rohovky, keratitis superficialis a iné. Môže byť použitý aj k stanoveniu funkčnosti slznej žľazy pred operáciou šedého zákalu.

Spôsob použitia

Test by mal byť vykonaný pred aplikáciou lokálnej medicíny alebo akejkoľvek manipulácie s očnými viečkami. Zaokrúhlený koniec sterilného prúžku zahákujte za okraj spodného viečka. Sledujte čas. Po uplynutí 60 sekúnd vyberte prúžok z oka a ihneď odčítajte dĺžku zvlhčeného úseku. Okamžité odčítanie je dôležité nakoľko hranica zmáčaná slzami sa pohybuje ďalej i po vybratí prúžku z oka. Vizualizácia zvlhčenia papierového prúžku je zabezpečená prídavkom modrého farbiva, ktoré postupuje dopredu v závislosti na postupe hranice slz.

Hodnoty testu sa odlišujú podľa jednotlivých druhov zvierat. Úplné zvlhčenie naznačuje nadmerné slzenie a vyžaduje ďalšie vyšetrenia. V prípade zistenia nižších hodnôt slzotvorby je potrebné uvažovať o rôznych faktoroch. Normálna fyziologická odpoveď organizmu na zápal alebo iritáciu oka je zvýšené slzenie. Preto ak sú viditeľné príznaky zápalu na povrchu oka a tvorba slz je podľa testu znížená je možné diagnostikovať keratoconjunctivitis sicca.

Upozornenie

Vyhňte sa dotyku prstov s koncom testovacieho prúžku, ktorý bude smerovať do oka. Podávanie anticholinergík môže súčasne potláčať produkciu slz a spôsobiť zníženie hodnôt testu. Sympatická stimulácia v náväznosti na pocit strachu alebo vzrušenia môže spôsobiť prechodné zníženie hodnôt testu. Balenie testu nepoužívajte ak bolo otvorené alebo porušené.

Druh obalu

Papierová krabička, polyetylénové vrecúška.

Veľkosť balenia

1 balenie: 5 vrecúšok s 2 testovacími prúžkami.

Čas použiteľnosti

5 rokov.

Nepoužívať po uplynutí dátumu expirácie uvedeného na obale.

Likvidácia obalov

Likvidácia obalov a akéhokoľvek zvyšku prípravkou musí byť vykonaná podľa platných národných predpisov.

Spôsob uchovávania

Bez špeciálnych požiadaviek.

Označenie

Len pre zvieratá.

EXP**EAN Kód**