

Speed Speed CPSE 6ks

Testovacia súprava obsahuje testovacie kazety (plastové kazety s membránou z nitrocelulózy s dvoma prúžkami - kontrolným (kuracie imunoglobulín IgY protilátky) a testovacím (anti-CPSE protilátky)), skúmavky s reagentom (plastové, uzavreté hliníkovým viečkom, 450 μ l, PBS / BSA pufer obsahujúci CPSE protilátky a kuracie anti-IgY protilátky, s fluorescenčné látkou).

Škatuľka obsahuje: testovacie kazety 6ks, skúmavky s reagentom (6ks), kvapkadla (min. 6ks), pipetovacie špičky (10ks), kalibračný čip.

Použitie len s analyzátorom biomarkerov Speed Reader