

## **AlphaTRAK Start Kit (mmol/L)**

Přenosné glukometry měří hladinu glukózy v plazmě s použitím vzorku plné krve. Jsou kalibrovány tak, aby zohledňovaly distribuci glukózy mezi plazmou a červenými krvinkami u člověka.

AlphaTRAK počítá s faktem, že distribuce glukózy mezi plazmou a červenými krvinkami se mění v závislosti na testovaném druhu zvířete – cílem je poskytovat přesné a specifické hodnoty koncentrace glukózy v krvi.

Kompletní set

<https://www.zoetis.cz/produkty-a-slu%C5%BEby/diagnostika/alphatrak.aspx>