

Pokročilá rotorová technológia

Vaše biochemické riešenie

- element RC poskytuje rozšírené rotorové chemické riešenie pre Vašu každodennú laboratórnu diagnostiku.
- Poskytuje vlastnosti analyzátoru klinickej biochémie, jednoduchú prevádzku s intuitívnym pracovným postupom.
- Najnovší biochemický analyzátor s elektrolytmi spoločnosti Heska - Scil ponúka vynikajúce diagnostické možnosti.
- Veľká farebná dotyková obrazovka poskytuje užívateľsky prívetivé menu s časovo úsporným postupom merania.
- Overená absorpčná spektroskopia zaisťuje vysokú presnosť.
- Do 12 minút obdržíte výsledky 16 parametrov.
- Meranie vzorky pacientov má jednoduchý postup a je časovo nenáročné.
- element RC vyžaduje na analýzu diagnostického panelu len 100 µl plnej krvi s lítium heparínom, lítium heparínovej plazmy alebo séra.
- element RC predstavuje ideálne riešenie pre všetky pracoviská.