

Speed Progesteron

**Balení:**

6 ks

Léková forma:

diagnostický test

Aktivní látka:**Detail:****Popis:**

Fluorescenční imunotest pro kvantitativní měření progesteronu ve vzorcích séra nebo plazmy psů.

Skupina:

Diagnostika

Zvíře:

Pes

Veterinární diagnostický test

Pouze pro použití *in vitro*

Fluorescenční imunotest pro kvantitativní měření progesteronu ve vzorcích séra nebo plazmy psů.

Držitel rozhodnutí o schválení a výrobce:

BVT-Virbac

285 Avenue de Rome

83500

La Seyne Sur Mer

Francie

Popis přípravku:

Testovací souprava obsahuje testovací kazety (plastové kazety s membránou z nitrocelulózy se dvěma proužky – kontrolním (streptavidin) a 2 testovacími (progesteron-BSA)), zkumavky s reagentem (plastové, uzavřené hliníhovým víčkem, 400 µl, PBS/BSA pufr obsahující anti-progesteron protilátky a biotin/BSA konjugátor, s fluorescenční látkou).

Test lze použít POUZE spolu s analyzátozem biomarketů SPEED READER.

Popis obalu:

V krabičce jsou uloženy testovací kazety (6 ks), zkumavky s reagentem (6 ks), kapátka (min. 6 ks), pipetovací špičky (10 ks), kalibrační čip.

Velikost balení:

6 testů

Cílový druh zvířat:

Psi (feny).

Charakteristika a účel užití:

Fluorescenční imunotest pro kvantitativní měření progesteronu ve vzorcích séra nebo plazmy psů.

Způsob použití a dávkování:

Viz návod k použití.

Upozornění:

Viz návod k použití.

Doba použitelnosti:

24 měsíců.

Způsob uchování:

Při teplotě 2-8 stupňů Celsia