

# Speed Progesterón Test 6 ks

Testovacia súprava obsahuje testovacie kazety (plastové kazety s membránou z nitrocelulózy s dvoma prúžkami - kontrolným (streptavidín) a testovacím (progesterón-BSA)), skúmavky s reagentom (plastové, uzavreté hliníkovým viečkom, 450µl, PBS / BSA pufer obsahujúci anti-progesterón protilátky a biotín / BSA konjugátor, s fluorescenčné látkou).

**Škatuľka obsahuje:** testovacie kazety 6ks, skúmavky s reagentom (6ks), kvapkadla (min. 6ks), pipetovacie špičky (10ks), kalibračný čip.  
Použitie len s analyzátorom biomarkerov Speed Reader

