

# scil VetFuge

## Vlastnosti

- Bezkomutátorový jednosmerný motor s dlhou životnosťou bez údržby
- Uzatvorený rotor zabezpečí slabšie trenie, zníži hlučnosť a teplotu
- Uzatvorený rotor pre 8 mikroskúmaviek
- Digitálny displej strieda medzi ukazovaním rýchlosti a času
- Vysoko efektívna a presná: až  $\pm 25$  ot. /min
- Uzatvorený systém riadený mikroprocesorom
- Uzatvorený systém sa automaticky prispôsobí zaťaženiu na dosiahnutie požadovaných otáčok
- Funkcia nastavenia času a rýchlosti
- Možnosť programovania digitálneho časovača
- Variabilná rýchlosť nastaviteľná po 100 otáčkach
- Elektronický zámok na veku pre bezpečnosť užívateľa
- Bezpečnostná poistka pri nerovnováhe
- Rýchly „štart/stop“ systém na zníženie otáčok
- Hladký a tichý chod
- Kompaktná veľkosť zaručuje, že sa zmestí aj na husto zaplnenú policičku
- Nízkonapäťový prístroj s externým napájacím zdrojom

