

Informace o produktu

- čipy jsou skleněné a jsou opatřeny antimigračním systémem
- součástí každého čipu je vlastní aplikátor
- každý čip je opatřen identifikačními štítky pro vylepení do příslušného dokladu a dále také medailonkem s jedinečným QR kódem pro zavěšení na obojek
- medailonek výrazně usnadňuje identifikaci zvířete a urychluje nalezení majitele při ztrátě zvířete
- ke každému čipu s medailonkem je pro Vás připravena registrace zdarma v jedinečném univerzálním registru zvířat „**PET2ME**“ www.pet2me.eu

ROZMĚRY

průměr 2,1 mm ($\pm 0,15$ mm)

délka 13,0 mm ($\pm 0,4$ mm)

neobsahují country code

NORMY

všechny nabízené varianty splňují evropský standard ISO 11784 a ISO 11785, FDX-B

Balení

10 ks