

# **Alphatrak 3 – Glukometr – Starter kit – Glukóza – ZOETIS**

**Alphatrak 3** je systém sledování hladiny glukózy v krvi.

## **Přesné monitorování hladiny glukózy v krvi pro lepší sledování**

Spolupracujte se svými zákazníky, abyste jejich diabetickým mazlíčkům poskytli tu nejlepší možnou péči. **AlphaTrak 3** usnadňuje analýzu a sledování **glukóza v krvi** s lehkostí.

**AlphaTrak 3** je speciálně kalibrován pro psy a kočky.

## **Získejte přesné výsledky díky rozšířenému rozsahu měření glukózy v krvi.**

**AlphaTrak** má rozsah analýzy 20 až 750 mg/dl pro získání přesného měření **glukóza** chez les **kočky** a **chiens**.

Tato technologie umožňuje majitelům snadno kontrolovat glukózu svého zvířete doma.

- **Automatické zapalování** : Vložení/vyjmutí proužku automaticky zapne/vypne glukometr
- **Rychlé výsledky** : Glykémie získaná během několika sekund
- **Malá velikost vzorku** : Vyžaduje pouze 0,3 µl krve
- **Automatické ukládání v aplikaci** : Zaznamenaná data snižují riziko chyb nebo opomenutí a poskytují trendy, které lze sdílet s veterinárním lékařem.